

BISTURÍ ULTRASONICO TIPO HARMONIC

El Bisturí Ultrasónico Tipo Harmonic se utiliza en una variedad de procedimientos quirúrgicos debido a sus capacidades de corte y coagulación precisas y controladas.

CORTES PRECISOS y limpios en tejidos blandos y estructuras anatómicas, minimizando el daño a los tejidos circundantes.

COAGULACIÓN efectivas al sellar los vasos sanguíneos de forma rápida y segura, reduciendo así el riesgo de sangrado excesivo.

CONTROLA el sangrado durante la cirugía al coagular los vasos sanguíneos de manera controlada, lo que ayuda a mantener un campo quirúrgico claro y **REDUCE** el tiempo de procedimiento.

DISSECCIÓN, Facilita la separación y disociación de tejidos durante la cirugía.

SELLADO HERMÉTICO de tejidos al unir las fibras de colágeno, lo que ayuda a prevenir fugas y complicaciones postoperatorias, especialmente en procedimientos de resección de órganos o tejidos.

MINIMIZA EL TRAUMA TISULAR al proporcionar una acción de corte y coagulación suave y controlada, lo que puede resultar en una recuperación más rápida y menos dolorosa para el paciente.

WWW.VYTTAPRO.COM/



VYTТА PRO



@vyttapro




VyttaPro



+52 664 641 2610

ISO 13458

**Pruebas de
biocompatibilidad**



Condiciones de Operación Máximas:

- **A:** 90V / 60Hz
- **B:** 264V / 50Hz

Dimensiones:

450mm

360mm

230mm

140mm

Condición de operación máxima nivel de potencia:

5 (MÁX)

Volumen:

Valor máximo, trabajo 10s y pausa 2s.

Utilización en una amplia gama de especialidades quirúrgicas, como cirugía general, ginecología, urología, cirugía plástica, entre otras, lo que lo convierte en una herramienta versátil en el arsenal quirúrgico.

