

DRENAJE TIPO JACKSON PRATT

Drenaje avanzado Jackson-Pratt. Es parte de un sistema cerrado conformado por drenaje más reservorio, con un **NUEVO DISEÑO** conformado por canales abiertos y cerrados que están interconectados mediante una serie de portales internos, proporcionando una distribución eficaz de succión y fluido por todo el drenaje.

CAMINOS ALTERNOS en caso de presentarse obstrucciones por crecimiento de tejido o coágulos.

SISTEMA CERRADO, el drenaje es colocado internamente en la zona quirúrgica y atraviesa la piel hacia el exterior, donde se conecta al reservorio que queda expuesto.

SISTEMA DE ACTIVACIÓN, se activa presionando el reservorio creando un vacío, el cual realizará la succión de fluidos, gases, secreciones naturales o patológicas a través del dispositivo.

TAMAÑO RESERVORIO (ML)

100, 150, 200, 400

TAMAÑO DE DRENAJE

7,10

ISO 13485
Certificado EC

WWW.VYTTAPRO.COM/



VYTTA PRO



@vyttapro



VyttaPro



+52 664 641 2610



Un solo uso

CÓDIGO:

DREPTT-V


MATERIAL:

SILICONA GRADO MÉDICO



Tapón

Tubería flexible



Reservorio

Fin del drenaje

TAMAÑO MANGUERA:

19 FR